

## Orijinal STERITALC® ' in BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ

1. Orijinal STERITALC®, insanda kullanım onayı olan ve bu özellikleri bilimsel olarak kanıtlanmış dünyadaki tek kimyasal plöredezi ajanıdır.
2. Orijinal STERITALC®, Kronik plevra iltihabında, malin endikasyonlarda, pnömotorax ve plörodezi işleminin içine giren tüm endikasyonlarda kullanılmak için üretilmiş ve CE onayını almıştır.
3. Orijinal STERITALC®'in, niceliği ve ürüne ait uygulanmış testler ve kompozisyonu uyumlu European Pharmacopeia ile uyumludur.
4. Luzenac türü cerrahi pudradan imal edilmiştir. Ve Luzenac talk madeni dünyada sadece Orijinal STERITALC® için talk vermektedir.
5. Orijinal STERITALC® Asbest içermemektedir.
6. Orijinal STERITALC® Test edilmiş spesifik bir granülometrisi vardır ve bilimsel verilerle ispat edilmiştir. Japonya' dan Türkiye' ye her yerde aynı partikül yapısında aynı kalitede STERITALC® bulabilirsiniz.
7. Orijinal STERITALC®' in partikül yapısı sebebiyle parietal plevra üzerindeki sistemik migrasyon riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
8. Orijinal STERITALC®' in 15 µm dan küçük talk partiküllerinin hacimsel ortalama konsantrasyonu %15'in altındadır. Bu da akciğer zarından talkın penetre olmamasını sağlar.
9. Orijinal STERITALC®, Laser refraction yöntemiyle yapılan ölçüme göre, hacimsel olarak ortalama partikül büyüklüğü 24,5 µm (yirmidörtbuçukmikron) dur.
10. Orijinal STERITALC®, e rimez özelliğindedir ve kalıcı biçimde plevranın yapışmasını sağlar.
11. İnsan sağlığı açısından tehlike arz etmemesi amacıyla, kullanımı sırasında doğru konsantrasyonu elde edebilmek için 50 ml (ellimililitre) cam şişelerde 4 gr (dörtgram) talk şişelenmiş, vakumlu ve steril ambalajında kullanıma hazırdır.